

# Rayos X Portátil SPX24

Generador de alta frecuencia 2.4 Kw  
Portabilidad, Versatilidad, Flexibilidad en tus manos

# aspensstate

- ASPENSTATE presenta el Rayos X Portátil más avanzado, Esta máquina de rayos X portátil es fácil de usar, compacta, ligera, duradera y produce imágenes digitales con la más alta calidad.
- El equipo de rayos X portátil ASPENSTATE está diseñado específicamente para todas las prácticas de equinos / animales grandes, de compañía, exóticos y pequeños. El Rayos X Portátil aspensstate se adapta a tus necesidades de práctica veterinaria
- Disponible para uso con sistema DR inalámbrico.

## Especificaciones:

Max potencia de salida	2.4kW
Potencia de entrada	100 ~ 120/200 ~ 240 VCA
Frecuencia del inversor	Inversor 102 KHz
Filamento	40 kHz
Rango KV	40KV ~ 100KV (PASO 1KV)
rango de mAs	0.32mAs ~ 100mAs
Tubo de rayos-x	TOSHIBA
N° de Modelo.	D-125SB
Punto focal	1.2mm
Ángulo objetivo	16°
Capacidad de almacenamiento de calor anódico	35KJ
Máxima velocidad de enfriamiento del ánodo	250W
Punto láser Longitud de onda máxima	650nm
Potencia óptica	<1mV
Lámpara (LED)	Más de 100 lux
Total de filtración	Alabama. equiv. 2mm

